

ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

- Ультразвуковой пилинг лица
- Ультразвуковая чистка кожи
- Тонизация кожи лица
- Микромассаж ультразвуковой
- Активация процессов омоложения
- Лифтинг кожи лица
- Фонофорез

Ультразвуковой пилинг лица – удаление отмерших клеток верхнего слоя дермы, улучшение внешних характеристик кожной поверхности: гладкость, нежность, шелковистость.

Тонизация кожи лица – стимуляция регенерации новых молодых клеток внешнего слоя дермы, усиление тонуса элластиновых и коллагеновых внутрикожных волокон в домашних условиях.

Микромассаж ультразвуком – механическая стимуляция тканей лица, усиление процессов регенерации, повышение функций соединительной ткани, очистка кожи. Специфическое «разволокняющее» действие ультразвуковых вибраций, которое способствует повышению эластичности рубцовой ткани из-за расщепления пучков коллагеновых волокон на отдельные фибриллы.

Ультразвуковая чистка кожи – микроструи жидкого пилингового средства, эффективно проникают в поры вызывают разжижение сального секрета кожи, очищение кожных пор от сальных пробок, устранение комедонов, черных точек, расширенных пор, акне. Происходит глубокое очищение и одновременное, насыщение кожи кислородом.

Активация процессов омоложения – акустическая энергия ультразвуковых вибраций преобразуется внутри кожи в тепло, что улучшает микроциркуляцию, вызывает ускорение биохимических реакций, активирует окислительно-восстановительные процессы, образование биологически активных веществ, синтез коллагена и эластина, усиливает сорбционную способность кожи и восприимчивость к косметическим средствам.

Лифтинг кожи лица в домашних условиях – усиление упругости и подтяжка кожи лица за счет мягкого и постепенного увеличения тонуса мимических мышц, коллагеновых и элластиновых волокон дермы.

Фонофорез – глубокое проникновение косметических средств через открытые поры и активированные участки кожи под воздействием ультразвуковых вибраций, накопление в подкожных структурах компонентов косметических препаратов, что усиливает и пролонгирует действие косметических средств в сочетании с ультразвуком во много раз (работа тыльной стороной лопатки).

Микротоковое воздействие. При индивидуальном использовании аппарата по программе LIFT в домашних условиях происходит воздействие слабым током, который является самым физиологичным и приближается по своему эффекту к токам мембран нервно-мышечных клеток. В результате происходит восстановление нервных окончаний и клеток, снимается спазм мышечных волокон, расширяются сосуды, улучшается кровообращение.

Восстановление мышечных клеток идет в щадящем режиме без стимуляции и сокращения (изометрическая гимнастика).

Возможность работы по маске, косметическим средствам для проведения микро-ионофореза (работа тыльной стороной лопатки). Рекомендуются в качестве завершающей процедуры.

Методы работы лопаткой при ультразвуковом пилинге лица:

- ультразвуковой пилинг лица;
- работа лопаткой под углом 35° – 45°

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ультразвуковой аппарат для пилинга и чистки лица LW-006 условиях имеет четыре режима воздействия: PEEL, TONE, CLEAN, LIFT, при помощи которых можно самостоятельно эффективно проводить основные ультразвуковые и микротоковые косметологические процедуры в домашних условиях.

PEEL, CLEAN - это эффективное удаление старых клеток кожи, очищение пор от загрязнений, жира, комедонов, акне.

Режим TONE - это микромассаж кожи с омоложением на клеточном уровне, разглаживание морщин и складок кожи, введение косметических средств в глубокие слои кожи, усиление и пролонгация их действия.

Режим LIFT - это воздействие микротоком, микроионофорез, восстановление тканей и клеток, введение косметических средств, ультразвуковой массаж.